

ユーケア[®]・D

Youcare-D

ワンピースオストミーシステム

1-Piece Ostomy System

特長

- 面板には、しなやかで耐久性のある薄型皮膚保護剤を使用しています。
- においや便のモレを防ぐとともに、スムーズにガスが抜ける、脱臭フィルター付きです(フィルターのないタイプもあります)。

フラット
面板

下部
開放型

● 2日交換

▶ 非課税

● フレカット

● フリーカット



種類	商品コードNo.	規 格			1函入数	メーカー希望 小売価格
		穴の大きさ	ストーマ有効径	袋サイズ(縦×横)		
肌色	16761	20mmφ	14~59mm(フリーカット)	275mm×150mm	30枚	¥8,350
フィルターなし	16771	20mmφ	14~59mm(フリーカット)	275mm×150mm	30枚	¥7,380
20	16781	20mmφ	14~59mm(フリーカット)	275mm×150mm	30枚	¥8,350
25	16782	25mmφ	19~24mm	275mm×150mm	30枚	¥8,350
30	16783	30mmφ	24~29mm	275mm×150mm	30枚	¥8,350
35	16784	35mmφ	29~34mm	275mm×150mm	30枚	¥8,350
40	16785	40mmφ	34~39mm	275mm×150mm	30枚	¥8,350
45	16786	45mmφ	39~44mm	275mm×150mm	30枚	¥8,350
50	16787	50mmφ	44~49mm	275mm×150mm	30枚	¥8,350

アルケア株式会社

東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル19階 〒130-0013
TEL.03-5611-7800(代表) FAX.03-5611-7825
www.alcare.co.jp

お問い合わせ：コールセンター

フリーダイヤル **0120-770-863**

土・日・祝日を除く
午前9：00～午後5：00