

ユー케어[®]2・F

Youcare 2-F

ツーピースオストミーシステム

2-Piece Ostomy System

特長

- 全面に皮膚保護剤を使用している
ので、テープでかぶれやすい方にも安心です。
- 面板外周が薄く、体によくフィット
し装着時の違和感を軽減します。


フラット
面板

● 3～5日交換

▶ 非課税

● プレカット

● フリーカット



| 種類 | 商品コードNo. | 規 格 | | | | 1函 入数 | メーカー希望 小売価格 |
|-----|----------|-------|-----------------|-------------|---------|----------|----------------|
| | | 穴の大きさ | ストーマ有効径 | 面板サイズ | 適応ストーマ袋 | | |
| M22 | 16591 | 22mmφ | 16～34mm(フリーカット) | 97mm×105mm | M | 5枚 | ¥2,900 |
| M25 | 16592 | 25mmφ | 21～24mm | 97mm×105mm | M | 5枚 | ¥2,900 |
| M28 | 16593 | 28mmφ | 24～27mm | 97mm×105mm | M | 5枚 | ¥2,900 |
| L32 | 16594 | 32mmφ | 27～31mm | 108mm×117mm | L | 5枚 | ¥2,900 |
| L36 | 16595 | 36mmφ | 31～35mm | 108mm×117mm | L | 5枚 | ¥2,900 |
| L40 | 16596 | 40mmφ | 35～39mm | 108mm×117mm | L | 5枚 | ¥2,900 |
| L45 | 16597 | 10mmφ | 4～44mm(フリーカット) | 108mm×117mm | L | 5枚 | ¥2,900 |
| 65 | 16598 | 10mmφ | 4～64mm(フリーカット) | 129mm×140mm | 65 | 5枚 | ¥3,450 |