

ユーケアー[®]2・Fc


Youcare 2-Fc

ツーピースオストミーシステム

2-Piece Ostomy System

特長

- 面板周囲のテープが、入浴時の皮膚保護剤周囲の溶けを防ぎます。



種類	商品コードNo.	規 格				1函 入数	メーカー希望 小売価格
		穴の大きさ	ストーマ有効径	面板サイズ	適応ストーマ袋		
M22	16601	22mmφ	18~21mm	110mmφ	M	5枚	¥4,250
M25	16602	25mmφ	21~24mm	110mmφ	M	5枚	¥4,250
M28	16603	28mmφ	24~27mm	110mmφ	M	5枚	¥4,250
L32	16604	32mmφ	27~31mm	120mmφ	L	5枚	¥4,250
L36	16605	36mmφ	31~35mm	120mmφ	L	5枚	¥4,250
L40	16606	40mmφ	35~39mm	120mmφ	L	5枚	¥4,250

アルケア株式会社

東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル19階 〒130-0013
TEL.03-5611-7800(代表) FAX.03-5611-7825
www.alcare.co.jp

お問い合わせ：コールセンター

フリーダイヤル **0120-770-863**土・日・祝日を除く
午前9：00～午後5：00

●本カタログの内容は2023年4月現在のものです。
●商品の仕様、デザインおよび価格は、改良や経済状況の変動などにより予告なく変更することがあります。
●本カタログに掲載の写真は、実際の色とは多少異なる場合がありますので、ご了承ください。