

ユー케어[®]2・TDf

Youcare 2-TDf

ツーピースオストミーシステム

2-Piece Ostomy System

特長

- においや便のモレを防ぐとともに、スムーズにガスが抜ける、脱臭フィルター付きです。
- クリップレスタイプのため、操作が簡単で装着時の違和感も軽減します。
- 面板の密着性を高めたい場合は、ユー케어胴ベルトが使用できます。



下部
開放型

▶ 非課税

種類	商品コードNo.	規 格		1函入数	メーカー希望 小売価格	
		袋サイズ(縦×横)				
透明	M	17761	300mm×150mm		10枚	¥3,910
	L	17762	300mm×150mm		10枚	¥3,910
	65	17763	300mm×150mm		10枚	¥4,390
肌色	M	17771	300mm×150mm		10枚	¥3,910
	L	17772	300mm×150mm		10枚	¥3,910

アルケア株式会社

東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル19階 〒130-0013
www.alcare.co.jp

お問い合わせ：コールセンター

フリーダイヤル **0120-770-863** 土・日・祝日を除く
 午前9：00～午後5：00