

# ユーケア<sup>®</sup>2・IS

## Youcare 2-IS

### 人工肛門洗腸ストーマ袋

#### Colostomy Irrigation Drain

#### 特長

- ユーケア2の各種面板を剥がさずに洗腸が行えます。

※洗腸の際は《コロクリン PC》の別売部品「洗浄液バッグ」と「2段式ストッパー」(または《コロクリン PC 細型ストッパー》)をご使用ください。



種類	商品コードNo.	規 格	1函入数	メーカー希望小売 価格(本体価格)
		袋サイズ(縦×横)		
M	16691	900mm×150mm	5枚	¥4,004 (¥3,640)
L	16692	900mm×150mm	5枚	¥4,004 (¥3,640)

#### アルケア株式会社

東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル19階 〒130-0013  
[www.alcare.co.jp](http://www.alcare.co.jp)

お問い合わせ：コールセンター

フリーダイヤル **0120-770-863** 土・日・祝日を除く  
 午前9：00～午後5：00