

コロクリン[®]PC 細型ストッパー

1-Step Cone

人工肛門洗腸用ストッパー

特長

- 標準の2段式ストッパーでは大きすぎて、うまくフィットしない方に適しています。
- 先端が細いため、径が小さいストーマにも対応できます。
- 柔軟で、ストーマへのフィット性が高いシリコンゴム製です。



種類	商品コードNo.	規格 (本体素材)	1函入数	メーカー希望小売 価格(本体価格)
—	13415	シリコンゴム製(コネクター付)	1コ	¥3,388(¥3,080)

一般医療機器 / 医療機器届出番号:13B1X00207000017

アルケア株式会社

東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル19階 〒130-0013
www.alcare.co.jp

お問い合わせ：コールセンター

フリーダイヤル

0120-770-863

土・日・祝日を除く
午前9:00～午後5:00