

オルボン®

Olbon

男性用装着尿器

An External Catheter For Male

特長

- ベルト式装具のため、粘着剤によるカブレ等の心配がありません。
- 日常生活用や寝返り等動きの大きい方に適しています。
- 採尿部は2重構造になっており、尿モレを防止します。



種類	商品コードNo.	規 格		1函入数	メーカー希望 小売価格
		セット内容	ウエスト回		
大人用	13581	ペニスガイド:1コ フォームパッド:2コ 尿管:1コ テーパーストーマ:2枚 蓄尿袋7号:1コ	60~90cm	1セット	¥7,500

▶ 非 課 税

【別売部品】

品名	商品コードNo.	規 格	1函入数	メーカー希望小売 価格(本体価格)
ペニスガイド	12711	フォームパッド2コ付	1組	¥4,180(¥3,800)
フォームパッド	12712	—	10コ	¥2,750(¥2,500)
尿管	12713	テーパーストーマ2枚付	1組	¥2,750(¥2,500)
テーパーストーマ	12714	—	10枚	¥2,750(¥2,500)

※別売部品は非課税対象外です。

アルケア株式会社

東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル19階 〒130-0013 TEL.03-5611-7800(代表) FAX.03-5611-7825

www.alcare.co.jp

S051_0614_0421/1