

ペニック®


Penic

コンドーム式男性用尿器

Cone-Dome Type of Urine-Taking Equipment

特長

- 非粘着のコンドーム式装具で、粘着剤によるカブレがありません。
- 軽度の失禁、日常生活での動きが少ない方に適しています。
- 採尿部の波形構造が、装具のズレやぬけ落ちを防止します。



【別売部品】

品名	種類	商品コードNo.	規 格	1函入数	メーカー希望小売 価格(本体価格)
ペニック採尿器	C-25	12731	内径25mmφ	5コ	¥4,840(¥4,400)
	C-30	12732	内径30mmφ	5コ	¥4,840(¥4,400)
	C-35	12733	内径35mmφ	5コ	¥4,840(¥4,400)
蓄尿袋	7号	12717	容量：500mL 本体素材：塩ビ	1コ	¥2,200(¥2,000)