

# ショルダーブレース・ER

## Shoulder Brace-ER

### 軽度外旋位肩関節保持具

### Shoulder Immobilizer In External Rotation

#### 特長

- EBMに基づく商品設計により、軽度外旋位で確実に保持できます。
- 高い通気性と約250gの軽量設計を実現しています。
- 就寝時は肩関節を軽度外旋位に保持したまま、肘を伸展できます。
- 3ステップの簡単な操作でスピーディーに装着できます。



種類		商品コードNo.	規 格 (ウエスト回)	1函入数
右	LL~3L	17481	85~115cm	1コ
	M~L	17482	65~ 95cm	1コ
左	LL~3L	17491	85~115cm	1コ
	M~L	17492	65~ 95cm	1コ

※2つのサイズにまたがる場合は、大きいサイズをお選びください。