

クラビクルバンド・II

Clavicle Band-II

鎖骨固定帯

Clavicle Fixer Band

特長

- クッション性が高く曲線形状の肩パッドにより、腋窩への不快な当たりを軽減します。
- 可動式の背部ベルトが装着時のズレを防ぎ、体型に合わせた的確な保持を実現します。
- 留め具部分などはすべてプラスチック素材を採用。装着したままMRI検査が可能です。



種類	商品コードNo.	規 格		1函入数
		胸 囲	適応対象	
LL	17541	100~130cm	成人	1コ
L	17542	80~100cm	成人	1コ
M	17543	60~ 80cm	成人	1コ
S	17544	50~ 65cm	小児	1コ
SS	17545	45~ 55cm	小児	1コ

※2つのサイズにまたがる場合は、大きいサイズをお選びください。