

# ポリネックハード

## Polyneck Hard

頸椎固定用シーネ  
Cervical Collar

### 特長

- 頸高の低い患者様をはじめ、さまざまな頸部の形状にフィットします。
- 全面に設けた小孔により、通気性を高め、快適な装着感を提供します。
- 最大3.5cmまでの高さ調節により、安定性を保持できます。



種類	商品コードNo.	規格		1 函入数
		頸囲	高さ	
L	16951	35~43cm	8.0~11.5cm	1コ
M	16952	30~38cm	7.5~10.5cm	1コ
S	16953	26~32cm	6.5~8.5cm	1コ

一般医療機器 / 医療機器届出番号: 13B1X00207000024

※サイズの選定は頸囲を採寸し決定します。

※2つのサイズにまたがる場合は、大きいサイズをお選びください。

### アルケア株式会社

東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル19階 〒130-0013  
TEL.03-5611-7800(代表) FAX.03-5611-7825  
[www.alcare.co.jp](http://www.alcare.co.jp)

お問い合わせ：コールセンター

フリーダイヤル **0120-770-863**

土・日・祝日を除く  
午前9：00～午後5：00

●本カタログの内容は2023年4月現在のものです。  
●商品の仕様、デザインおよび価格は、改良や経済状況の変動などにより予告なく変更することがあります。  
●本カタログに掲載の写真は、実際の色とは多少異なる場合がありますので、ご了承ください。