

# ポリネックソフト

## Polyneck Soft

頸椎固定用シーネ  
Cervical Collar

### 特長

- 3層発泡体構造により、ソフトな肌当りで頸椎を固定します。
- 患者さんの首に合わせ、マイナス1cmの高さ調節が可能です。



種類	商品コードNo.	規格		1函入数
		頸囲	高さ	
LL	10421	40～46cm	8.0～9.0cm	1コ
L	10422	35～41cm	8.5～9.5cm	1コ
M	10423	30～36cm	8.5～9.5cm	1コ
S	10424	26～31cm	7.5～8.5cm	1コ

※サイズの選定は頸囲を採寸し決定します。  
※2つのサイズにまたがる場合は、大きいサイズをお選びください。

### アルケア株式会社

東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル19階 〒130-0013  
TEL.03-5611-7800(代表) FAX.03-5611-7825  
[www.alcare.co.jp](http://www.alcare.co.jp)

お問い合わせ：コールセンター

フリーダイヤル **0120-770-863**

土・日・祝日を除く  
午前9：00～午後5：00