

ポリネックソフト・P

Polyneck Soft-P

頸椎固定用シーネ
Cervical Collar

特長

- 3層発泡体構造により、ソフトな肌当りで頸椎を固定します。
- 芯材に小孔を開け、通気性を高めてムレを低減します。



種類	商品コードNo.	規格		1函入数
		頸囲	高さ	
LL	18881	40~46cm	9.0cm	1コ
L	18882	35~41cm	9.5cm	1コ
M	18883	30~36cm	9.5cm	1コ
S	18884	26~31cm	8.5cm	1コ

※サイズの選定は頸囲を採寸し決定します。
※2つのサイズにまたがる場合は、大きいサイズをお選びください。

アルケア株式会社

東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル19階 〒130-0013
TEL.03-5611-7800(代表) FAX.03-5611-7825
www.alcare.co.jp

お問い合わせ：コールセンター

フリーダイヤル **0120-770-863** 土・日・祝日を除く
午前9：00～午後5：00

●本カタログの内容は2023年4月現在のものです。
●商品の仕様、デザインおよび価格は、改良や経済状況の変動などにより予告なく変更することがあります。
●本カタログに掲載の写真は、実際の色とは多少異なる場合がありますので、ご了承ください。