

ポリネックライト

Polyneck Light

頸椎固定用シーネ
Cervical Collar

特長

- 柔軟で弾性があるウレタン芯材で
ライトな支持感が得られます。
- 芯材に小孔を開け、通気性を高め
てムレを低減します。
- 後部固定部分を長くとり、止め易
さと外れにくさに優れています。



種類	商品コードNo.	規格		1 函入数
		頸囲	高さ	
L	15171	35~41cm	8.0cm	1コ
M	15172	30~36cm	8.0cm	1コ
S	15173	26~31cm	8.0cm	1コ

※サイズの選定は頸囲を採寸し決定します。
※2つのサイズにまたがる場合は、大きいサイズをお選びください。

アルケア株式会社

東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル19階 〒130-0013
TEL.03-5611-7800(代表) FAX.03-5611-7825
www.alcare.co.jp

お問い合わせ：コールセンター

フリーダイヤル **0120-770-863** 土・日・祝日を除く
午前9：00～午後5：00

●本カタログの内容は2023年4月現在のものです。
●商品の仕様、デザインおよび価格は、改良や経済状況の変動などにより予告なく変更することがあります。
●本カタログに掲載の写真は、実際の色とは多少異なる場合がありますので、ご了承ください。