

バストバンド・デラックス

Bustband-DX

胸部固定帯

Rib Fixer Band

特長

- 圧縮ウレタンの芯材により、形崩れせず的確な固定を持続します。
- 女性用は、乳房を圧迫しない形状で、患部のみを固定できます。
- 男性用は、伸縮部2分割構造でズレを防ぎフィット性を高めます。



種類	商品コードNo.	規 格		1函入数
		胸 囲	長さ×幅(背部)×幅(前部)	
男性用	10541	65~100cm	100cm×17cm×17cm	1コ
女性用(左)	10551	65~100cm	100cm×17cm×11cm	1コ
女性用(右)	10561	65~100cm	100cm×17cm×11cm	1コ

アルケア株式会社

東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル19階 〒130-0013
TEL.03-5611-7800(代表) FAX.03-5611-7825
www.alcare.co.jp

お問い合わせ：コールセンター

フリーダイヤル **0120-770-863** 土・日・祝日を除く
午前9：00～午後5：00

●本カタログの内容は2023年4月現在のものです。
●商品の仕様、デザインおよび価格は、改良や経済状況の変動などにより予告なく変更することがあります。
●本カタログに掲載の写真は、実際の色とは多少異なる場合がありますので、ご了承ください。