

バストバンド・エース

Bustband-Ace

胸部固定帯

Rib Fixer Band

特長

- ズレを防ぎ、フィット性を高める伸縮部2分割構造で、圧迫力の調整も可能です。
- 装着補助フックにより、脱着を容易にします。
- 面ファスナー部に軟性プラスチック板を内蔵し、伸縮部のねじれ、シワ等を防ぎます。



種類	商品コードNo.	規 格		1函入数
		胸 囲	長さ×幅(最大)	
3L	16831	131~151cm	145cm×20cm	1コ
LL	16832	113~133cm	125cm×20cm	1コ
L	16833	95~115cm	109cm×20cm	1コ
M	16834	77~ 97cm	92cm×20cm	1コ
S	16835	59~ 79cm	76cm×20cm	1コ

※2つのサイズにまたがる場合は、大きいサイズをお選びください。

アルケア株式会社

東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル19階 〒130-0013
TEL.03-5611-7800(代表) FAX.03-5611-7825
www.alcare.co.jp

お問い合わせ：コールセンター

フリーダイヤル **0120-770-863** 土・日・祝日を除く
午前9：00～午後5：00

●本カタログの内容は2023年4月現在のものです。
●商品の仕様、デザインおよび価格は、改良や経済状況の変動などにより予告なく変更することがあります。
●本カタログに掲載の写真は、実際の色とは多少異なる場合がありますので、ご了承ください。