

バストバンド・アッパー

Bustband-Upper

胸部固定帯

Rib Fixer Band

特長

- 腋の下のカットラインが深い裁断で、肋骨上部の固定も可能です。
- 胸郭に合わせた逆V字設計により、装着中のフィット感を高めます。
- 装着補助フックにより、脱着を容易にします。



種類	商品コードNo.	規 格		1函入数
		胸 囲	長さ×幅(前部)×幅(腋下)	
3L	16851	131~151cm	154cm×20cm×15cm	1コ
LL	16852	113~133cm	133cm×20cm×15cm	1コ
L	16853	95~115cm	116cm×20cm×15cm	1コ
M	16854	77~ 97cm	98cm×20cm×15cm	1コ
S	16855	59~ 79cm	82cm×20cm×15cm	1コ

※2つのサイズにまたがる場合は、大きいサイズをお選びください。

アルケア株式会社

東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル19階 〒130-0013
TEL.03-5611-7800(代表) FAX.03-5611-7825
www.alcare.co.jp

お問い合わせ：コールセンター

フリーダイヤル **0120-770-863** 土・日・祝日を除く
午前9：00～午後5：00

●本カタログの内容は2023年4月現在のものです。
●商品の仕様、デザインおよび価格は、改良や経済状況の変動などにより予告なく変更することがあります。
●本カタログに掲載の写真は、実際の色とは多少異なる場合がありますので、ご了承ください。