

バストバンド・レディ

Bustband-Lady

胸部固定帯

Rib Fixer Band

特長

- 腋窩部と乳房を圧迫しない形状で、患部のみを的確に固定します。
- 胸郭に合わせた逆V字設計により、装着中のフィット感を高めます。
- 装着補助フックにより、脱着を容易にします。



種類	商品コードNo.	規 格		1函入数
		アンダーバスト	長さ×幅(背部)×幅(前部)	
L	16841	86~101cm	110cm×18cm×10cm	1コ
M	16842	73~88cm	95cm×18cm×10cm	1コ
S	16843	60~75cm	87cm×18cm×10cm	1コ

※2つのサイズにまたがる場合は、大きいサイズをお選びください。

アルケア株式会社

東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル19階 〒130-0013
TEL.03-5611-7800(代表) FAX.03-5611-7825
www.alcare.co.jp

お問い合わせ：コールセンター

フリーダイヤル **0120-770-863** 土・日・祝日を除く
午前9：00～午後5：00

●本カタログの内容は2023年4月現在のものです。
●商品の仕様、デザインおよび価格は、改良や経済状況の変動などにより予告なく変更することがあります。
●本カタログに掲載の写真は、実際の色とは多少異なる場合がありますので、ご了承ください。