

CGパッド

CG Pad

圧迫用パッド

Compression Pad

特長

- ストッキングや包帯による固定で適度な圧迫を提供します。
- 辺縁部に向けて圧が弱まり、過度の圧による肌の負担を軽減します。
- 装着中のズレが少なく、柔軟性にも優れています。



種類	商品コードNo.	規 格	1函入数
1号	16931	上面:100×60mm 底面:140×100mm 厚さ:25mm(台形状)	10コ
2号	16932	上面:120×30mm 底面:140×50mm 厚さ:25mm(台形状)	10コ
3号	16933	太さ:28mmφ 長さ:300mm (円筒底面カット形状)	10本

アルケア株式会社

東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル19階 〒130-0013
www.alcare.co.jp

お問い合わせ：コールセンター

フリーダイヤル **0120-770-863**

土・日・祝日を除く
午前9：00～午後5：00