

デルマエイド[®]

Derma Aid

創傷用吸収パッド

Non-Adherent Pad

特長

- 4ツ折りガーゼ約2枚分の高吸収力で、滲出液の多い創にも対応できます。
- 創傷面に固着しにくい非固着性フィルムを両面に使用しています。
- 1枚ずつ滅菌済みなので、滅菌の手間とコストがかかりません。



種類	商品コードNo.	規 格	1函入数
1号	11981	5.0cm× 5.0cm	100枚
2号	11982	5.0cm× 7.5cm	100枚
4号	11983	7.5cm×10.0cm	100枚
6号	11984	10.0cm×10.0cm	100枚
8号	11985	10.0cm×20.0cm	100枚

EOG滅菌済
STERILE

一般医療機器 / 医療機器届出番号:13B1X00207000016

アルケア株式会社

東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル19階 〒130-0013
www.alcare.co.jp

お問い合わせ：コールセンター

フリーダイヤル **0120-770-863**

土・日・祝日を除く
午前9：00～午後5：00