

# グリップ®

## Grip

### 抑制帯

### Restraint Belt

### 特長

- 芯材にはウレタンスポンジを使用、体動により肌を痛めません。
- 上・下肢用は左右別々のため、必要方向への抑制が可能です。
- 種類が豊富で、上・下肢、体幹への対応ができます。



種類	商品コードNo.	規格		1 函入数	メーカー希望 小売価格(税抜き)
		適応周囲	適応部位(目安)		
2号	20971	—	成人：胸	1コ	¥6,000
3号	20972	7.0~12.0cm	小児：手首 成人：手首	2コ	¥6,000
4号	20973	10.0~23.0cm	小児：手首、足首、膝 成人：手首	2コ	¥6,000
5号	20974	20.0~33.0cm	小児：膝 成人：足首	2コ	¥6,000
6号	20975	30.0~46.0cm	成人：膝	2コ	¥6,000

## アルケア株式会社

東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル19階 〒130-0013

■ コールセンター ☎ **0120-770-863** 土・日・祝日を除く午前 9:00~午後 5:00

[www.alcare.co.jp](http://www.alcare.co.jp)

S079\_0720