

## グリップ®

## Grip

## 抑制帯

## Restraint Belt

## 特長

- 芯材にはウレタンスポンジを使用、体動により肌を痛めません。
- 上・下肢用は左右別々のため、必要方向への抑制が可能です。
- 種類が豊富で、上・下肢、体幹への対応ができます。



種類	商品コードNo.	規格		1 函入数
		適応周囲	適応部位(目安)	
2号	20971	—	成人：胸	1コ
3号	20972	7.0～12.0cm	小児：手首 成人：手首	2コ
4号	20973	10.0～23.0cm	小児：手首、足首、膝 成人：手首	2コ
5号	20974	20.0～33.0cm	小児：膝 成人：足首	2コ
6号	20975	30.0～46.0cm	成人：膝	2コ

## アルケア株式会社

東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル19階 〒130-0013  
www.alcare.co.jp

お問い合わせ：コールセンター

フリーダイヤル

**0120-770-863**

土・日・祝日を除く  
午前9：00～午後5：00

●本カタログの内容は2024年4月現在のものです。  
●商品の仕様、デザインおよび価格は、改良や経済状況の変動などにより予告なく変更することがあります。  
●本カタログに掲載の写真は、実際の色とは多少異なる場合がありますので、ご了承ください。