

マルチフィックス®

Multi Fix

透湿・防水性サージカルフィルム

Semipermeable Waterproof Surgical Film

特長

- 透湿・防水性で、水分や外部からの汚染を防止します。
- 透明のため、部位の経過観察または汚染状態が容易に確認できます。
- 3号、5号は、それぞれカラヤヘッシブC-3、C-6を1枚で覆えます。



種類	商品コードNo.	規 格	1函入数
1号	16386	48mm× 48mm	100枚
2号	16381	60mm× 70mm	100枚
3号	16382	80mm×100mm	50枚
4号	16383	100mm×125mm	50枚
5号	16384	80mm×180mm	20枚
6号	16385	100mm×200mm	20枚
S-2号	16391	150mm×150mm	20枚

EOG滅菌済
STERILE

一般医療機器 / 医療機器届出番号:13B1X00207000012

アルケア株式会社

東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル19階 〒130-0013
www.alcare.co.jp

お問い合わせ：コールセンター

フリーダイヤル **0120-770-863**

土・日・祝日を除く
午前9：00～午後5：00