

チュービコット

弾力チューブ包帯

Tubicot

Elastic Tubular Bandage

特長

- 優れた弾力性により、患部に適度な圧迫を与えます。
- 重ねてかぶせることで、圧迫強度や保温効果を調節できます。
- 快適な肌触りです。



種類	商品コードNo.	規格		1 函 入 数
		幅×実長	適応部位	
2号	11661	6.5cm×5m	手、足	1巻
3号	11662	8.5cm×5m	腕、下腿	1巻
4号	11663	10.5cm×5m	膝、大腿S	1巻
5号	11664	12.5cm×5m	大腿	1巻
6号	11665	16.5cm×5m	胸S、腹S、腰S	1巻
7号	11666	20.5cm×5m	胸M、腹M、腰M	1巻
8号	11667	27.0cm×5m	胸L、腹L、腰L	1巻

アルケア株式会社

東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル19階 〒130-0013
www.alcare.co.jp

お問い合わせ：コールセンター

フリーダイヤル **0120-770-863** 土・日・祝日を除く
午前9：00～午後5：00