

2ステップテストシート

Two-step Test Sheet

2ステップテスト用ツール

Two-step Test Tool

特長

- 『2ステップテスト』を実施するためのテスト用ツールです。
- テスト時の判定がしやすいように、シート表面に目盛が印刷されています。
- シート状のため、持ち運び、移動に便利です。



種類	商品コード No.	規格	1函 入数	メーカー 希望小売価格 (税抜き)
—	19801	外形寸法：長さ4,000mm×幅500mm×厚み1.5mm 重量：約3.6kg 測定範囲：0～3m50cm 測定最小目盛：1cm シート材質：ポリ塩化ビニル(PVC)	1枚	40,000円

※シート上の目盛は目安です。正確な測定を要する場合は実測にて対応願います。