

サクロアクティブ・FX

Sacro Active-FX

腰部固定帯

Lumbar Support

特長

- 本体生地に吸汗性・発散性に優れた素材を採用し、快適な装着感を実現しました。
- 背部素材の伸長率を各位置で変化させ、フィット性が向上しました。
- 2本のアルミステーが腰部を的確にサポートします。

● アルミステー ● 通気性 ● 吸汗・発散性



種類	商品コード No.	規格		1函 入数	メーカー希望 小売価格(本体価格)
		腰回	ウエスト回		
3L	13435	105~120cm	95~115cm	1コ	¥2,530(¥2,300)
LL	13431	95~110cm	85~105cm	1コ	¥2,530(¥2,300)
L	13432	85~100cm	75~ 95cm	1コ	¥2,530(¥2,300)
M	13433	75~ 90cm	65~ 80cm	1コ	¥2,530(¥2,300)
S	13434	65~ 80cm	55~ 70cm	1コ	¥2,530(¥2,300)

※サイズの選定は腰回を基準とし、ウエスト回は目安としてください。

※2つのサイズにまたがる場合は、大きいサイズをお選びください。