

# セルケア<sup>®</sup> 1・TD

## Cellcare 1-TD

### ワンピースオストミーシステム

### 1-Piece Ostomy System

## 特長

- クリップレスタイプのため、操作が簡単で装着時の違和感も軽減します。
- においや便モレを防ぎ、目詰まりした場合に機能を回復する"通気回復フィルター"を採用しています。
- 面板とストーマ袋が一体になっているので、装着時の違和感も軽減します。

フラット  
面板下部  
開放型  
クリップレス

2~5日交換

フリーカット

プレカット

▶ 非課税

種類	商品コードNo.	規格			1函入数	メーカー希望 小売価格
		穴の大きさ	ストーマ有効径	袋サイズ(縦×横)		
肌色	19421	20mmφ	14~49mm(フリーカット)	300mm×150mm	10枚	¥6,200
20フリー	18701	20mmφ	14~49mm(フリーカット)	300mm×150mm	10枚	¥6,200
25	18702	25mmφ	19~24mm	300mm×150mm	10枚	¥6,200
30	18703	30mmφ	24~29mm	300mm×150mm	10枚	¥6,200
35	18704	35mmφ	29~34mm	300mm×150mm	10枚	¥6,200
40	18705	40mmφ	34~39mm	300mm×150mm	10枚	¥6,200
70フリー	18706	10mmφ	4~69mm(フリーカット)	300mm×150mm	5枚	¥3,600

## アルケア株式会社

東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル19階 〒130-0013  
TEL.03-5611-7800(代表) FAX.03-5611-7825  
[www.alcare.co.jp](http://www.alcare.co.jp)

お問い合わせ：コールセンター

フリーダイヤル **0120-770-863**土・日・祝日を除く  
午前9:00~午後5:00

●本カタログの内容は2023年4月現在のものです。  
●商品の仕様、デザインおよび価格は、改良や経済状況の変動などにより予告なく変更することがあります。  
●本カタログに掲載の写真は、実際の色とは多少異なる場合がありますので、ご了承ください。