

# セルケア<sup>®</sup> 1・D キャップ

## Cellcare 1-D Cap

### ワンピースオストミーシステム

### 1-Piece Ostomy System

## 特長

- ソフトタイプの口具により水様便～泥状便の場合でも、外部から圧搾（ミルクング）して排出することができます。
- においや便モレを防ぎ、目詰まりした場合に機能を回復する"通気回復フィルター"を採用しています。

フラット  
面板水様便  
排出  
口具型

2～5日交換

フリーカット

プレカット

▶ 非課税

種類	商品コードNo.	規 格			1函入数	メーカー希望 小売価格
		穴の大きさ	ストーマ有効径	袋サイズ(縦×横)		
肌色	19431	20mmφ	14～49mm(フリーカット)	346mm×148mm	10枚	¥8,700
20フリー	18921	20mmφ	14～49mm(フリーカット)	346mm×148mm	10枚	¥8,700
25	18922	25mmφ	19～24mm	346mm×148mm	10枚	¥8,700
30	18923	30mmφ	24～29mm	346mm×148mm	10枚	¥8,700
35	18924	35mmφ	29～34mm	346mm×148mm	10枚	¥8,700
40	18925	40mmφ	34～39mm	346mm×148mm	10枚	¥8,700
70フリー	18926	10mmφ	4～69mm(フリーカット)	346mm×148mm	10枚	¥9,700

## アルケア株式会社

東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル19階 〒130-0013  
TEL.03-5611-7800(代表) FAX.03-5611-7825  
[www.alcare.co.jp](http://www.alcare.co.jp)

お問い合わせ：コールセンター

フリーダイヤル

**0120-770-863**土・日・祝日を除く  
午前9：00～午後5：00

●本カタログの内容は2023年4月現在のものです。  
●商品の仕様、デザインおよび価格は、改良や経済状況の変動などにより予告なく変更することがあります。  
●本カタログに掲載の写真は、実際の色とは多少異なる場合がありますので、ご了承ください。