

セルケア[®] 1・Dc キャップ


Cellcare 1-Dc Cap

ワンピースオストミーシステム

1-Piece Ostomy System

特長

- ソフトタイプの口具により水様便～泥状便の場合でも、外部から圧搾（ミルクング）して排出することができます。
- においや便モレを防ぎ、目詰まりした場合に機能を回復する"通気回復フィルター"を採用しています。



種類	商品コードNo.	規格			1函入数	メーカー希望 小売価格
		穴の大きさ	ストーマ有効径	袋サイズ(縦×横)		
22	18931	22mmφ	18～21mm	346mm×148mm	5枚	¥5,700
25	18932	25mmφ	21～24mm	346mm×148mm	5枚	¥5,700
28	18933	28mmφ	24～27mm	346mm×148mm	5枚	¥5,700
32	18934	32mmφ	27～31mm	346mm×148mm	5枚	¥5,700
36	18935	36mmφ	31～35mm	346mm×148mm	5枚	¥5,700
40	18936	40mmφ	35～39mm	346mm×148mm	5枚	¥5,700
45フリー	18937	15mmφ	29～44mm (フリーカット)	346mm×148mm	5枚	¥5,700
55フリー	18938	25mmφ	39～54mm (フリーカット)	346mm×148mm	5枚	¥5,700