

# ユー케어<sup>®</sup>・TDc



## Youcare-TDc

### ワンピースオストミーシステム

### 1-Piece Ostomy System

## 特長

- 面板にはしなやかで耐久性のある薄型皮膚保護剤を使用しています。
- においや便のモレを防ぐとともに、スムーズにガスが抜ける高機能脱臭フィルター付きです。
- クリップスタイプのため、操作が簡単で装着時の違和感も軽減します。



種類	商品コードNo.	規格			1函入数	メーカー希望小売価格
		穴の大きさ	ストーマ有効径	袋サイズ(縦×横)		
22	17471	22mmφ	18~21mm	275mm×150mm	10枚	¥7,550
25	17472	25mmφ	21~24mm	275mm×150mm	10枚	¥7,550
28	17473	28mmφ	24~27mm	275mm×150mm	10枚	¥7,550
32	17474	32mmφ	27~31mm	275mm×150mm	10枚	¥7,550
36	17475	36mmφ	31~35mm	275mm×150mm	10枚	¥7,550
40	17476	40mmφ	35~39mm	275mm×150mm	10枚	¥7,550
45	17477	45mmφ	39~44mm	275mm×150mm	10枚	¥7,550
50	17478	50mmφ	44~49mm	275mm×150mm	10枚	¥7,550
45フリー	20161	15mmφ	29~44mm (フリーカット)	275mm×150mm	10枚	¥7,550
55フリー	20162	25mmφ	39~54mm (フリーカット)	275mm×150mm	10枚	¥7,550

## アルケア株式会社

東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル19階 〒130-0013  
TEL.03-5611-7800(代表) FAX.03-5611-7825  
[www.alcare.co.jp](http://www.alcare.co.jp)

お問い合わせ：コールセンター

フリーダイヤル **0120-770-863**

土・日・祝日を除く  
午前9:00~午後5:00

●本カタログの内容は2023年4月現在のものです。  
●商品の仕様、デザインおよび価格は、改良や経済状況の変動などにより予告なく変更することがあります。  
●本カタログに掲載の写真は、実際の色とは多少異なる場合がありますので、ご了承ください。