

イレフライン[®]・D キャップ

Ilefine-D cap

イレオストミー用パウチ

Ileostomy Pouch

特長

- 面板にはアルカリ性の強い排泄物から皮膚を保護する高緩衝能皮膚保護剤を使用しています。
- 面板には水様便の漏れ込みを防ぐ、セーフティプレートを使用しています。
- ソフトタイプの口具により水様便～泥状便の場合でも、外部から圧搾(ミルクング)して排出することができます。



| 種類 | 商品コードNo. | 規 格 | | | 1函入数 | メーカー希望 小売価格 |
|---------|----------|-------|-----------------|-------------|------|----------------|
| | | 穴の大きさ | ストーマ有効径 | 袋サイズ(縦×横) | | |
| Dキャップ30 | 16991 | 15mmφ | 14~29mm(フリーカット) | 346mm×148mm | 10枚 | ¥7,500 |
| Dキャップ40 | 16992 | 25mmφ | 24~39mm(フリーカット) | 346mm×148mm | 10枚 | ¥7,500 |
| Dキャップ50 | 16993 | 35mmφ | 34~49mm(フリーカット) | 346mm×148mm | 10枚 | ¥7,500 |

アルケア株式会社

東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル19階 〒130-0013
TEL.03-5611-7800(代表) FAX.03-5611-7825
www.alcare.co.jp

お問い合わせ：コールセンター

フリーダイヤル **0120-770-863** 土・日・祝日を除く
午前9：00～午後5：00

●本カタログの内容は2023年5月現在のものです。
●商品の仕様、デザインおよび価格は、改良や経済状況の変動などにより予告なく変更することがあります。
●本カタログに掲載の写真は、実際の色とは多少異なる場合がありますので、ご了承ください。

イレフライン[®]・D キャップフラット

Ilefine-D cap flat

イレオストミー用パウチ

Ileostomy Pouch

特長

- 面板にはアルカリ性の強い排泄物から皮膚を保護する高緩衝能皮膚保護剤を使用しています。
- ソフトタイプの口具により水様便～泥状便の場合でも、外部から圧搾(ミルクング)して排出することができます。

フラット
面板水様便
排出
口具型2～3日交換
フリーカット

▶ 非課税

| 種類 | 商品コードNo. | 規格 | | | 1函入数 | メーカー希望 小売価格 |
|-------------|----------|-------|-----------------|-------------|------|----------------|
| | | 穴の大きさ | ストーマ有効径 | 袋サイズ(縦×横) | | |
| Dキャップフラット40 | 18171 | 15mmφ | 14～39mm(フリーカット) | 346mm×148mm | 10枚 | ¥7,000 |
| Dキャップフラット50 | 18172 | 15mmφ | 14～49mm(フリーカット) | 346mm×148mm | 10枚 | ¥7,000 |
| Dキャップフラット60 | 18173 | 15mmφ | 14～59mm(フリーカット) | 346mm×148mm | 10枚 | ¥7,000 |

アルケア株式会社

東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル19階 〒130-0013
TEL.03-5611-7800(代表) FAX.03-5611-7825
www.alcare.co.jp

お問い合わせ：コールセンター

フリーダイヤル **0120-770-863**土・日・祝日を除く
午前9：00～午後5：00

イレフライン[®]・TD

Ilefine-TD

イレオストミー用パウチ

Ileostomy Pouch

特長

- 面板にはアルカリ性の強い排泄物から皮膚を保護する高緩衝能皮膚保護剤を使用しています。
- 面板には水様便の漏れ込みを防ぐ、セーフティプレートを使用しています。
- クリップレスタイプのため、操作が簡単で装着時の違和感も軽減します。

セーフティ
プレート下部
開放型
クリップレス2~3日交換
フリーカット

▶ 非課税

| 種類 | 商品コードNo. | 規格 | | | 1函入数 | メーカー希望 小売価格 |
|-------|----------|-------|-----------------|-------------|------|----------------|
| | | 穴の大きさ | ストーマ有効径 | 袋サイズ(縦×横) | | |
| TD-30 | 19581 | 15mmφ | 14~29mm(フリーカット) | 300mm×148mm | 10枚 | ¥7,500 |
| TD-40 | 19582 | 25mmφ | 24~39mm(フリーカット) | 300mm×148mm | 10枚 | ¥7,500 |
| TD-50 | 19583 | 35mmφ | 34~49mm(フリーカット) | 300mm×148mm | 10枚 | ¥7,500 |

アルケア株式会社

東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル19階 〒130-0013
www.alcare.co.jp

お問い合わせ：コールセンター

フリーダイヤル **0120-770-863**

土・日・祝日を除く
 午前9:00~午後5:00

イレフライン[®]・TD フラット

Ilefine-TD flat

イレオストミー用パウチ

Ileostomy Pouch

特長

- 面板にはアルカリ性の強い排泄物から皮膚を保護する高緩衝能皮膚保護剤を使用しています。
- クリップレスタイプのため、操作が簡単で装着時の違和感も軽減します。

フラット
面板下部
開放型
クリップレス

2~3日交換

フリーカット

▶ 非課税

| 種類 | 商品コードNo. | 規格 | | | 1函入数 | メーカー希望 小売価格 |
|----------|----------|-------|-----------------|-------------|------|----------------|
| | | 穴の大きさ | ストーマ有効径 | 袋サイズ(縦×横) | | |
| TDフラット40 | 20201 | 15mmφ | 14~39mm(フリーカット) | 300mm×148mm | 10枚 | ¥7,000 |
| TDフラット50 | 20202 | 15mmφ | 14~49mm(フリーカット) | 300mm×148mm | 10枚 | ¥7,000 |
| TDフラット60 | 20203 | 15mmφ | 14~59mm(フリーカット) | 300mm×148mm | 10枚 | ¥7,000 |

アルケア株式会社

東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル19階 〒130-0013

www.alcare.co.jp

お問い合わせ：コールセンター

フリーダイヤル **0120-770-863**

土・日・祝日を除く
午前9:00~午後5:00