

ユーケア[®]・TDs


Youcare-TDs

ワンピースオストミーシステム

1-Piece Ostomy System

特長

- 面板には、しなやかで耐久性のある薄型皮膚保護剤を使用しています。
- スムーズにガスが抜け、ストーマ袋のふくらみを防ぐ、高機能脱臭フィルター付きです。
- 面板に便のもぐり込みを防ぐセーフティプレートを使用しています。



種類	商品コードNo.	規格			1函入数	メーカー希望 小売価格
		穴の大きさ	ストーマ有効径	袋サイズ(縦×横)		
30フリー	20171	15mmφ	14~29mm (フリーカット)	275mm×150mm	10枚	¥7,550
40フリー	20172	25mmφ	24~39mm (フリーカット)	275mm×150mm	10枚	¥7,550
50フリー	20173	35mmφ	34~49mm (フリーカット)	275mm×150mm	10枚	¥7,550

アルケア株式会社

東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル19階 〒130-0013
www.alcare.co.jp

お問い合わせ：コールセンター

フリーダイヤル **0120-770-863** 土・日・祝日を除く
 午前9:00~午後5:00