



シルキーテックス Silkytex

種類	商品コードNo.	規格(幅×実長)	1函入数	メーカー希望小売価格(本体価格)
ホワイト	R-3号 19631	2.5cm×5m	2巻	¥748 (¥680)
	R-5号 19632	5.0cm×5m	1巻	¥748 (¥680)
	R-7号 19633	7.5cm×5m	1巻	¥1,133(¥1,030)
ベージュ	R-3号 19641	2.5cm×5m	2巻	¥748 (¥680)
	R-5号 19642	5.0cm×5m	1巻	¥748 (¥680)



シルキーポア® Silkypore

種類	商品コードNo.	規格(幅×実長)	1函入数	メーカー希望小売価格(本体価格)
ホワイト	R-3号 19651	2.5cm×10m	2巻	¥946 (¥860)
	R-5号 19652	5.0cm×10m	1巻	¥946 (¥860)
	R-7号 19653	7.5cm×10m	1巻	¥1,408(¥1,280)



水でつくる皮膚へのやさしさ

エマルジョンテクノロジーは、有機溶剤を使用せず、水と粘着剤粒子を調和させる乳化技術により、皮膚へのやさしさと環境へのやさしさを追求する粘着技術です。

エマルジョンテクノロジーマークは、水と粘着剤の2つの粒子が融合するイメージを表現しています。

アルケア株式会社

東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル19階 〒130-0013
TEL.03-5611-7800(代表) FAX.03-5611-7825

www.alcare.co.jp

お問い合わせ：コールセンター

フリーダイヤル **0120-770-863** 土・日・祝日を除く
午前9:00~午後5:00

- 本カタログの内容は2023年4月現在のものです。
- 商品の仕様、デザインおよび価格は、改良や経済状況の変動などにより予告なく変更することがあります。
- 本カタログに掲載の写真は、実際の色とは多少異なる場合がありますので、ご了承ください。

432-0515-0423/1

シルキーテックス Silkytex シルキーポア® Silkypore



シルキーテックス

シルキーポア

粘着性伸縮包帯

Elastic Adhesive Bandage

粘着性伸縮ガーゼ包帯

Elastic Adhesive Gauze

医療現場で実績のある
皮膚にやさしい粘着テープ

水から生まれた、 皮膚にやさしい粘着剤 エマルジョンテクノロジー

水でつくる皮膚へのやさしさ



**Emulsion
Technology**

「エマルジョンテクノロジー」とは、
水と粘着剤粒子から成る新しい粘着剤です。
自然の恵である“水”を活用することで、
従来の有機溶剤系粘着テープの課題となっていた
皮膚刺激のリスクを低減。
皮膚へのやさしさを実現しました。

従来の粘着剤

粘着剤を有機溶剤に溶解させ、
基材に薄くの延ばす方法が一般的

有機溶剤や未反応の
モノマー*が残留

皮膚刺激の要因に



エマルジョンテクノロジー

独自の乳化技術により、
水に粒子状の粘着剤を分散

粘着剤のほとんどが
粒子状にポリマー*化され、
残留モノマーが大幅に削減

皮膚刺激のリスクを低減



*モノマー (monomer) 単量体。プラスチックの最小単位。粘着力はない。刺激の原因となる。
*ポリマー (polymer) 重合体。モノマーが連結してつくられたもの。粘着力をもつ。

シルキーテックス シルキーポア®
Silkytex Silkypore

粘着性伸縮包帯
Elastic Adhesive Bandage

粘着性伸縮ガーゼ包帯
Elastic Adhesive Gauze


医療現場で実績のある
エマルジョン粘着テープを、
薬局や薬店などで少数単位より
購入いただけます。



シルキーテックス

粘着性伸縮包帯

屈曲部位にフィットする伸縮性と安定した
粘着力を備え、ガーゼ固定から軽度の圧
迫固定まで、広汎な用途に対応します。



基布は伸縮性に富む
スポンテックス糸の織布

屈曲部位にフィットする伸縮性

シルキーポア®

粘着性伸縮ガーゼ包帯

皮膚の動きを妨げない適度な柔軟性と
発汗や不感蒸泄を妨げない高透気性に
より、皮膚にやさしい固定を提供します。



皮膚にやさしい柔軟性と高透気性



基布は高透気性のメッシュ状不織布