



アンシルク®・2 ソックス Ansilk-2 Socks

種類	商品コードNo.	規格		1函入数	メーカー希望 小売価格(本体価格)	
		足首周囲	ふくらはぎ周囲			
ブラック	LL	20111	23~27cm	40~46cm	1足	¥4,213(¥3,830)
	L	20112	21~25cm	36~42cm	1足	¥4,213(¥3,830)
	M	20113	19~23cm	32~38cm	1足	¥4,213(¥3,830)
	S	20114	17~21cm	28~34cm	1足	¥4,213(¥3,830)

一般医療機器 / 医療機器届出番号：13B1X00207000069

測定部位



※2つのサイズに該当する場合は、足首周囲が適応範囲の中央値に近いサイズをお選びください。

アンシルク®・2 ソックス

Ansilk-2 Socks



弾性ストッキング
Elastic Stockings

毎日の快適な装着で、
下肢静脈血流を促進する



アルケア株式会社

東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル19階 〒130-0013
TEL.03-5611-7800(代表) FAX.03-5611-7825
www.alcare.co.jp

お問い合わせ：コールセンター

フリーダイヤル **0120-770-863** 土・日・祝日を除く
午前9：00～午後5：00

●本カタログの内容は2023年4月現在のものです。
●商品の仕様、デザインおよび価格は、改良や経済状況の変動などにより予告なく変更することがあります。
●本カタログに掲載の写真は、実際の色とは多少異なる場合がありますので、ご了承ください。



この印刷物は、EPAのシルバークラウドに適合した
地球環境にやさしい印刷方法で作成されています
EPA:環境保護印刷推進協議会
<http://www.e3pa.com>

吸湿性に優れ、滑りにくい、綿混素材を採用。 男女ともに履きやすい靴下タイプの《アンシルク®・2 ソックス》。

アンシルクシリーズは、日本人の体型データに基づいて設計した日本人のための医療用弾性ストッキングです。

足首の圧迫圧を最大とし、大腿部に向けて段階的に圧迫圧を減少させるC&G(Compression & Gradation)構造により、下肢静脈血流を促進します。


このアンシルクシリーズに、綿混素材の靴下タイプが登場しました。

《アンシルク・2 ソックス》の心地よい引き締め感で、毎日の装着を快適にサポートします。

アンシルクシリーズとは

日本人サイズ設計とC&G機能

日本人の脚の研究と体型データの分析から開発した「日本人のための医療用弾性ストッキング」です。脚の各部位への「圧迫(Compression)」および「圧迫圧の段階的な変化(Gradation)」によるC&G機能により、快適なフィット感で下肢静脈血流を促進します。



快適サポート機能

医療用としての機能に加え、履きやすく肌触りのいい柔らかさで、毎日の装着を快適にサポートします。

27
hPa
20mmHg

アンシルク・2 ソックスは
足首27hPaの
C&G設計です。



性別を問わず履きやすい靴下タイプ

靴下タイプだから性別を問わず履きやすく、日常生活のさまざまなシーンでお使いいただけます。また、綿混素材の採用により、従来のアンシルクシリーズと比較し、着用中のムレや滑りが低減されます。



吸湿性に優れた綿混素材

従来のアンシルク・2 アンシルク・2 ソックス



ストッキングタイプ

靴下タイプ

独自のアーチ構造

アーチ部分に独自の編み構造を施したことで、歩行しやすく、C&G機能の効果を補助します。



アーチ部は適度な圧迫をもたらす編み構造