


驚異の防臭素材



とは、驚異的な防臭力を有する
高機能素材の商標です。

特許出願済



商品名	商品コードNo.	規格	入数	メーカー希望小売価格 (本体価格)
ストーマ装具が臭わない袋	21461	幅200mm × 長さ300mm	90枚	¥1,320 (¥1,200)

ご注意

- ・窒息などの危険がありますので、子供の手の届かない所に保管してください。
 - ・火や高温になるもののそばに置かないでください。
 - ・本来の使い方以外には使用しないでください。
- ※突起物などにひっかかりますと、材質上破れることがありますのでご注意ください。

販売元

アルケア株式会社

東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル19階 〒130-0013

www.alcare.co.jp

お客様相談室 ☎ 0120-770-175

(土・日・祝日を除く 午前9:00～午後5:30)

各自治体のルールに従って処分してください。

本品は燃やしても有毒ガスを発生しません。



原料樹脂	ポリエチレン他
耐冷温度	-30℃
寸法	厚さ:0.030mm 幅:200mm 長さ:300mm
色	黒色
枚数	90枚
製造元	クリロン化成株式会社 〒533-0003 大阪市東淀川区南江口 1-3-20
取扱い上の注意	火のそばに置かないで下さい

驚きの防臭力

ストーマ装具が
臭わない袋

厚地仕様


驚異の防臭素材



防臭実験結果

結果 BOS は悪臭成分の検出割合が1%以下!


スカトール透過性比較実験



※スカトール:大便などに含まれる強烈な悪臭成分
※グラフでは1%未満のものを0%として記載しております。

袋にスカトールを入れて密封し、経過時間ごとに袋から透過した(漏れ出た)濃度を測定しました。

消臭袋と防臭袋の違い



一般的な消臭袋に使われている消臭剤の量は、消臭スプレーのひと吹き分(約1g)と比較しても、少ない量(数百mg)です。

その為、臭い成分のほとんどはキャッチされることなく、袋から漏れ出てしまいます。BOSは、袋自体が臭い成分を通しにくいので、防臭効果は半永久的です。

ここが嬉しい!

快適

部屋もゴミ箱も臭わず快適。
ゴミ出し時も臭わない。





簡単

袋に入れて結んで捨てるだけ。
新聞紙やトイレットペーパーに包む手間いらず。

安心

黒色で中が透けない。厚地仕様で破れ難い。

ご使用方法



お客様の **声** をお聞かせください

WEB アンケートにご協力をお願いいたします

ご回答いただいた内容は、今後の商品・サービス改善に活かしてまいります。

右のQRコードを読み込み、ご回答ください。
所要時間は約5分です。

アンケートはこちらから!

