

キャストライト[®]・α

Castlight-α

ファイバーグラスキャストリングテープ

Synthetic Casting Tape

特長

- 水硬性樹脂とガラス繊維により、少ない層数で強度が得られます。
- 高剛性のガラス繊維基布により、軽量で高い固定力を提供します。
- ニット構造の適度な弾性により、優れたモデリングが得られます。



種類	商品コードNo.	規格 (幅×長さ)	1函入数	
ロール	2号	15381	5.0cm×3.6m	10巻
	3号	15382	7.5cm×3.6m	10巻
	4号	15383	10.0cm×3.6m	10巻
	5号	15384	12.5cm×3.6m	10巻
シーネ	3号	15391	7.5cm×50.0cm(4層重ね)	10パック
	4号	15392	10.0cm×50.0cm(4層重ね)	10パック

一般医療機器 / 医療機器届出番号:13B1X00207000036