

# カラヤヘツシブ・ブラインドタイプ

## Karayahesive

### ハイドロコロイド創傷被覆材

### Hydrocolloid Wound Dressing

#### 特長

- 表面に肌色不織布を使用し、顔面等への使用の際も目立ちにくくなっています。
- 創傷治癒を促進する湿潤環境を提供します。
- 適度な粘着力により、剥離刺激が少なく交換が容易です。



種類	商品コードNo.	規 格		1函入数
		サイズ	基 材	
B-2号	15191	5.0cm× 5.0cm	ポリエステル不織布	20枚
B-4号	15192	10.0cm×10.0cm	ポリエステル不織布	10枚

EOG滅菌済  
STERILE

管理医療機器 / 医療機器承認番号:21100BZZ00468000

#### アルケア株式会社

東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル19階 〒130-0013  
[www.alcare.co.jp](http://www.alcare.co.jp)

お問い合わせ：コールセンター

フリーダイヤル

**0120-770-863**

土・日・祝日を除く  
午前9：00～午後5：00