

# プライトン<sup>®</sup>-100

## Pliton-100

### 熱可塑性キャスト材

### Thermo-Plastic Casting Material

#### 特長

- 65～70℃で軟化し、素手でキャストリングができます。
- ヒートガンによる加熱で軟化し、細部修正や補強も容易です。
- 綿100%の基布は、縦横に伸び、フィット性に優れています。



| 種類  | 商品コードNo. | 規格<br>(幅×長さ) | 1函入数          |     |
|-----|----------|--------------|---------------|-----|
| ロール | 2号       | 15641        | 5.0cm×1.8m    | 4巻  |
|     | 3号       | 15642        | 7.5cm×1.8m    | 4巻  |
|     | 4号       | 15643        | 10.0cm×1.8m   | 4巻  |
|     | 6号       | 15644        | 15.0cm×1.8m   | 4巻  |
| シーネ | 3号       | 15651        | 7.5cm×45.0cm  | 10枚 |
|     | 4号       | 15652        | 10.0cm×45.0cm | 10枚 |
|     | 6-1号     | 15653        | 15.0cm×45.0cm | 10枚 |
|     | 6-2号     | 15654        | 15.0cm×90.0cm | 10枚 |

一般医療機器 / 医療機器届出番号:13B1X00207000039