

アルフェンス®・NS

Alfence-NS

鼻用アルミ副子

Aluminum Splint For Nose

特長

- 接皮部は、皮膚保護剤を使用した粘着剤で肌を優しく保護します。
- 肌に近い色で、厚みも薄く、装着が目立ちにくい外観です。
- 固定部位に合わせて、曲げ加工やハサミでの切断が可能です。



種類	商品コードNo.	規 格		1函入数
		上底×下底×高さ	入数内訳	
2号	13551	40mm×70mm×40mm	アルミ板:10枚 皮膚保護剤:20枚	10セット
3号	13552	50mm×80mm×50mm	アルミ板:10枚 皮膚保護剤:20枚	10セット

▶ 保険適用

特定保険医療材料「副木」として、機能区分ごとの償還価格により算定可。

一般医療機器 / 医療機器届出番号:13B1X00207000046