

ペグ ケアー

Peg Care

PEG後用皮膚保護剤

Skin Barrier For PEG

特長

- PEG（経皮内視鏡的胃瘻造設術）後専用の皮膚保護剤です。
- 薄型皮膚保護剤で、PEGキットに負荷を与えず、皮膚に柔軟にフィットします。
- 滲出液に対して優れたpH緩衝作用をもつ皮膚保護剤を採用しています。



種類	商品コードNo.	規 格		1函入数
		内径	外径	
—	16261	10mmφ	50mmφ	20枚

アルケア株式会社

東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル19階 〒130-0013
www.alcare.co.jp

お問い合わせ：コールセンター

フリーダイヤル **0120-770-863** 土・日・祝日を除く
午前9：00～午後5：00

●本カタログの内容は2024年4月現在のものです。
●商品の仕様、デザインおよび価格は、改良や経済状況の変動などにより予告なく変更することがあります。
●本カタログに掲載の写真は、実際の色とは多少異なる場合がありますので、ご了承ください。