

自着包帯・サポート

Support Cohesive

自着性包帯

Cohesive Bandage

特長

- 包帯同士の自着性により、ズレやゆるみがなく、関節部や頭部など巻きにくい部位でも、しっかり固定します。
- 皮膚・毛髪には付着しないため、剥離刺激がありません。
- ウェーブ構造による適度な伸縮性と軽度の圧迫力があります。



一般的な使用例

- 副木固定・関節捻挫固定等

種類	商品コードNo.	規格	1函入数	メーカー希望小売価格 (本体価格)
1号	17161	2.5cm X 4.5m(伸長)	10巻	¥2,079(¥1,890)
2号	17162	5.0cm X 4.5m(伸長)	10巻	¥4,158(¥3,780)
3号	17163	7.6cm X 4.5m(伸長)	10巻	¥5,544(¥5,040)
4号	17164	10.0cm X 4.5m(伸長)	10巻	¥6,468(¥5,880)

アルケア株式会社

東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル19階 〒130-0013
TEL.03-5611-7800(代表) FAX.03-5611-7825
www.alcare.co.jp

お問い合わせ：コールセンター

フリーダイヤル **0120-770-863** 土・日・祝日を除く
午前9：00～午後5：00

●本カタログの内容は2023年4月現在のものです。
●商品の仕様、デザインおよび価格は、改良や経済状況の変動などにより予告なく変更することがあります。
●本カタログに掲載の写真は、実際の色とは多少異なる場合がありますので、ご了承ください。