

# 自着包帯・フィックス

## Fixation Cohesive

### 自着性包帯

#### Cohesive Bandage

#### 特長

- 包帯同士の自着性により、ズレやゆるみがなく、関節部や頭部など巻きにくい部位でも、しっかり固定します。
- 皮膚・毛髪には付着しないため、剥離刺激がありません。
- 織構造の伸縮糸による優れた伸縮性があります。

#### 一般的な使用例

- ガーゼ固定等



種類	商品コードNo.	規格	1函入数	メーカー希望小売価格 (本体価格)
1号	17151	2.5cm X 4m(伸長)	10巻	¥1,738(¥1,580)
2号	17152	5.0cm X 4m(伸長)	10巻	¥2,893(¥2,630)
3号	17153	8.0cm X 4m(伸長)	10巻	¥3,124(¥2,840)

#### アルケア株式会社

東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル19階 〒130-0013  
TEL.03-5611-7800(代表) FAX.03-5611-7825  
[www.alcare.co.jp](http://www.alcare.co.jp)

お問い合わせ：コールセンター

フリーダイヤル **0120-770-863**

土・日・祝日を除く  
午前9：00～午後5：00