

# 立ち上がりテストボックス


## Standing Test Box

### 立ち上がりテスト用ツール

#### Standing Test Tool

## 特長

- 『立ち上がりテスト』を実施するために必要な部材を組み立て使用するテスト用ツールです。
- 段ボール製のため、軽量で持ち運び、移動に便利です。
- テスト時の荷重に耐えられるよう、組み立てる各ボックスには補強材が内蔵されます。



種類	商品コード No.	規格	1函 入数	メーカー 希望小売価格 (本体価格)
—	19791	40cm箱：奥行き350mm×座幅450mm×高さ400mm 30cm箱：奥行き350mm×座幅450mm×高さ300mm 20cm箱：奥行き350mm×座幅450mm×高さ200mm 10cm箱：奥行き350mm×座幅450mm×高さ100mm  耐荷重：120kg  構成材料 外箱、補強材：段ボール 補強天板：ベニヤ板	1セット	¥33,000 (¥30,000)

※使用による高さ変化（体重による沈み込みなど）を考慮して、組み立て後の未使用状態では各箱の高さが表示の寸法より若干高くなるように設計しております。