

デルマポア®ドレッシング

Dermapore Dressing

創傷用粘着ドレッシング

Semipermeable Waterproof Wound Dressing

特長

- 透湿・防水性で、水分や外部の汚染から創を保護します。
- 適度な柔軟性をもち、凹凸のある部位にもフィットします。
- 半透明のため、パッド部の汚染状態が確認できます。



種類	商品コードNo.	規格		1 函 入数	メーカー希望小売 価格(本体価格)
		粘着部サイズ	吸収部サイズ		
1号	11991	4.0cm×6.0cm	2.0cm× 3.5cm	100枚	¥2,079 (¥1,890)
1号 (20枚入り)	15561	4.0cm×6.0cm	2.0cm× 3.5cm	20枚	¥462 (¥420)
2号	11992	5.0cm×7.5cm	2.0cm× 4.0cm	50枚	¥2,310 (¥2,100)
2号 (20枚入り)	15562	5.0cm×7.5cm	2.0cm× 4.0cm	20枚	¥1,012 (¥920)
3号	11993	6.0cm×10.0cm	3.0cm× 6.5cm	50枚	¥2,541 (¥2,310)
4号	11994	10.0cm×13.0cm	4.0cm× 6.5cm	20枚	¥2,079 (¥1,890)
5号	11995	10.0cm×16.0cm	5.0cm×10.0cm	20枚	¥2,541 (¥2,310)
6号	11996	10.0cm×20.0cm	5.0cm×15.0cm	20枚	¥3,696 (¥3,360)
7号	11997	10.0cm×25.0cm	5.0cm×20.0cm	20枚	¥4,158 (¥3,780)
8号	11998	10.0cm×30.0cm	5.0cm×25.0cm	20枚	¥5,203 (¥4,730)

EOG滅菌済
STERILE

一般医療機器 / 医療機器届出番号: 13B1X00207000014

東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル19階 〒130-0013
www.alcare.co.jp

お問い合わせ：コールセンター

フリーダイヤル **0120-770-863** 土・日・祝日を除く
午前9：00～午後5：00

●本カタログの内容は2023年10月現在のものです。
●商品の仕様、デザインおよび価格は、改良や経済状況の変動などにより予告なく変更することがあります。
●本カタログに掲載の写真は、実際の色とは多少異なる場合がありますので、ご了承ください。