

# サージドレーン・ジッパー

## Surgidrain-Zipper

### 術後排液ドレナージ

### Post-OP Drainage Appliance

#### 特長

- ジッパーを開放することにより、貼付した状態で創の観察・処置が可能です。
- かさばらない形状で体の屈曲部等にもフィットし、装着時の違和感を軽減します。
- 3～5日間、1枚でドレーンから排出される排液を管理できます。



種類	商品コード No.	規格		1函 入数
		袋サイズ(縦×横)	有効径	
S	15661	158mm × 110mm	30mm	10枚
M	15662	188mm × 130mm	50mm	10枚
L	15663	218mm × 150mm	80mm × 60mm	5枚

一般医療機器 / 医療機器届出番号:13B1X00207000010

#### アルケア株式会社

東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル19階 〒130-0013  
[www.alcare.co.jp](http://www.alcare.co.jp)

お問い合わせ：コールセンター

フリーダイヤル **0120-770-863**

土・日・祝日を除く  
午前9:00～午後5:00