

ウエルケア・ドレーン

Wellcare-Drain

瘻孔ドレナーヂ

Fistula Drainage Appliance

特長

- 薄く柔軟で、pH緩衝能力の高い瘻孔用皮膚保護剤を採用しています。
- ソフトタイプの口具により、粘調な排液を外側から圧搾して排出することができます。
- さまざまな瘻孔に対応できる、3種類のサイズバリエーションを用意しています。



種類	商品コード No.	規格		1函 入数
		袋サイズ(縦×横)	有効径	
S	15831	160mm × 95mm	35mm	5枚
M	15832	240mm × 120mm	100mm × 60mm	5枚
L	15833	280mm × 160mm	120mm × 100mm	5枚

アルケア株式会社

東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル19階 〒130-0013
www.alcare.co.jp

お問い合わせ：コールセンター

フリーダイヤル **0120-770-863** 土・日・祝日を除く
午前9:00～午後5:00

●本カタログの内容は2024年4月現在のものです。
●商品の仕様、デザインおよび価格は、改良や経済状況の変動などにより予告なく変更することがあります。
●本カタログに掲載の写真は、実際の色とは多少異なる場合がありますので、ご了承ください。