

コネクトコーン


Connect Cone

円錐型固定具

Conical Fixing Appliance

特長

- パウチから出されたカテーテルを的確に固定します。
- 柔軟性に富んでいるためカテーテルの折れ曲がりがありません。
- 先端をカットすることで、6~40Frのカテーテルに対応します。



商品コードNo.	規格 (カテーテル有効サイズ)	1 函 入数
12061	6~40Fr	3コ

EOG滅菌済
STERILE

アルケア株式会社

東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル19階 〒130-0013
www.alcare.co.jp

お問い合わせ：コールセンター

フリーダイヤル

0120-770-863

土・日・祝日を除く
午前9：00～午後5：00