

# エスアイエイド<sup>®</sup>・メッシュ


## SI Aid-Mesh

### 創傷用シリコンゲルメッシュドレッシング

#### Silicone-Faced Wound Dressing Mesh Type

### 特長

- 貼付面にシリコン系粘着技術を採用したことで、剥離時の組織損傷の不安を低減しています。
- 適切な厚みと孔径のメッシュ構造は、余分な血液や滲出液を速やかに透過し、目詰まりを軽減します。
- 適度な微粘着性と柔軟なメッシュ素材により、細部の凹凸にもしっかりと追従します。



種類	商品コードNo.	規格 (本体素材)	1函入数
3号	19271	75mm×75mm	50枚
5号	19272	100mm×100mm	50枚
7号	19273	100mm×200mm	50枚
10号	19274	200mm×300mm	10枚
11号	19275	300mm×350mm	10枚

一般医療機器 / 医療機器届出番号: 13B1X00207000062

EOG滅菌済  
STERILE

### アルケア株式会社

東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル19階 〒130-0013  
[www.alcare.co.jp](http://www.alcare.co.jp)



#### 皮膚への思いやり

マイルドピールは、生体適合性の高いシリコンの粘弾性制御により、固定と低剥離刺激を両立した組織損傷リスクを低減する粘着技術です。

お問い合わせ：コールセンター

フリーダイヤル **0120-770-863**

土・日・祝日を除く  
午前9:00～午後5:00

●本カタログの内容は2024年4月現在のものです。  
●商品の仕様、デザインおよび価格は、改良や経済状況の変動などにより予告なく変更することがあります。  
●本カタログに掲載の写真は、実際の色とは多少異なる場合がありますので、ご了承ください。